

MEMÓRIA OSZCILLOSZKÓP

MO-21

A készülék két egymástól független fiziológiás jel, pl. EKG, stb. megjelenítésére szolgál.

Üzem módok:

Cascade /Az 1. csatorna jele a 2. csatornán folytatódik./
Copy /Az 1. csatorna jele a 2. csatornára átmásolódik./
Freeze /A mozgó görbe megállítására./
Record /Az angol jel a készülék REC csatlakozóján jelenik meg./

PSYCHOCALCULATOR

PC-1

Pszichofiziológiai mérőautomata. Alkalmas egyszerű és összetett reakció vizsgálatokra, pulzusszám és GBR /galván-bőrreflex/ mérésére.

